



I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 08 del 12 novembre 2019

Prodotto: reflexx 18

art. R18 taglia unica

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 1/2

## GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE DA ESAME MARCHIO REFLEXX 18

### 1. NOME E INDIRIZZO DEL FABBRICANTE:

REFLEXX S.p.A.  
Via Passeri, 2  
46019 VIADANA (MN)

### 2. DESCRIZIONE GENERALE DEL PRODOTTO E VARIANTI PREVISTE:

- Guanto Monouso, Non Sterile, in Polietilene ad Alta Densità (HDPE) ricavato da accoppiamento di film fustellati e termosigillati sul contorno.
- Guanto a cinque dita, ambidestro, di colorazione trasparente, privo di polvere all'interno e con superficie leggermente gofrata.
- Può essere utilizzato per usi generici.
- Guanto utilizzabile come Dispositivo Protezione Individuale (DPI) solo per rischi minori
- Unità di Vendita in confezioni da 100 guanti/pz. in buste
- Imballaggi esterni contenenti n° 100 confezioni realizzati con cartone ondulato riciclabile



#### Imballo - Pack

100	100
Articolo Article	Cartone Carton
R18 8032891631607	8032891636602

### 3. QUALITÀ E CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI:

- Come DPI rientra nella I Categoria di rischio ai sensi del Reg UE 2016/425. Il prodotto, è certificato in accordo con le normative EN 420 e EN 374



Reg CE 1935/2004 – Reg UE 10/2011 - DM 21/03/1973

Per tale utilizzo leggere attentamente la dichiarazione di idoneità al contatto alimentare (DICA).





I N S A F E H A N D S

REFLEXX S.p.A. Unipersonale

NOTA INFORMATIVA

rev 08 del 12 novembre 2019

Prodotto: reflexx 18

art. R18 taglia unica

Emessa da G.Isetti - Amm.re Unico

Pag.: 2/2

**4. DIMENSIONI E PRESTAZIONI:**

Dimensioni (in mm.)	TAGLIA		Lunghezza (min)	Larghezza in mm. ( $\pm 10$ )
	descrizione taglia	taglia a norma CE		
		XL	10	280

Spessore (mm)	Palmo ( $\pm 0.03$ )	0.012
---------------	----------------------	-------

EN 420:2003 + A1 2009	Costruzione	conforme
	Misure	conforme
	Indossabilità	conforme
	Destrezza	diametro minimo piolo raccolto 5 mm

**5. AVVERTENZE PER L'USO E LO STOCCAGGIO:**

1. Si raccomanda di leggere attentamente la presente nota informativa prima dell'utilizzo del guanto
2. Si raccomanda di conservare la presente nota informativa per tutta la durata della vita utile del guanto
3. Evitare il contatto con aggressivi chimici e manipolazioni meccaniche che potrebbero lacerare il guanto
4. Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo
5. Il guanto è un dispositivo soggetto ad usura per cui si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui visivamente si scorgono imperfezioni. Indossare i guanti sempre con le mani asciutte e pulite e dopo l'uso lavarsi accuratamente le mani
6. Conservare la confezione per ulteriori informazioni e garantire la rintracciabilità
7. Conservare il prodotto nell'imballaggio originale in luogo asciutto
8. Evitare l'esposizione alla luce del sole ed a fonti di calore
9. Smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali in vigore

**REFLEXX S.p.A.**  
Via Passeri, 2 - 46019 VIADANA (MN)  
P.I. e C.F. 02085450209  
Tel.: 0375/833164 - Fax: 0375/464504  
e-mail: info@reflexx.com

